

CZ

NÁVOD NA POUŽITÍ – SÁDROVÝ OBVAZ

orthoBAND FAST Sádrový obvaz, doba vázání 3 min. REF: OBXX300-F

orthoBAND NORMAL Sádrový obvaz, doba vázání 5-6 min. REF: OBXX300-N

orthoBAND LONG Sádrový obvaz, doba vázání 8-12 min. REF: OBXX400-L

Doporučené použití

- zařízení pro ztuhnutí / imobilizaci ve formě plného nebo neúplného převazu končetin při ortopedických, ambulancních a chirurgických zákrocích

Maximální doba použití

- doba užívání přípravku by neměla přesáhnout 4 týdny

Příprava produktu k použití

- Před použitím výrobku chraňte oblast, která má být vyztužena, ochrannou vrstvou pod sádrový obvaz
- připravte sádrovou pás v souladu s postupem namáčení, uvedeného v návodu k použití v bodech 6 a 7

Návod k aplikaci

1. Vyberte model v závislosti na počáteční době tuhnutí a šířce pásu podle velikosti a místa aplikace.
2. Připravte kůži v místě aplikace. Odřeniny na kůži a traumatické rány zakryjte sterilním obvazem.
3. Místo aplikace chraňte sádrovým podkladem.
4. Připravte si dostatečný počet sádrových pásů pro ztužující plochu.
5. Otevřete obal a vyjměte výrobek, zkontrolujte, zda není poškozen.
6. Ponořte pás pod úhlem 45° na 5 sekund do vody o teplotě 20°C, dokud se nedokončí uvolňování velkých vzduchových bublin.
7. Po dokončení namáčení vymačkejte z pásu přebytečnou vodu.
8. Sádrový pás nanášejte krouživými pohyby rovnoměrně a bez pnutí od sebe tak, aby se jednotlivé vrstvy překrývaly o 1/3 šířky. Doba přiložení pásu nesmí překročit počáteční dobu tuhnutí (viz tabulka).
9. Správně vymodelujte přiložený pás.

Poznámky k produktu a upozornění

- jednorázového použití
- sádrový obvaz se odstraňuje včetně ochranného podkladu
- nesterilní, nepoužívejte přímo na rány nebo k převazování ran
- nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený nebo znečištěný

- přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu
- nižší teplota vody prodlouží dobu modelování a tuhnutí, vyšší teplota tuto dobu zkrátí, teploty nad 24°C mohou zvýšit množství tepla vydávaného pásem během tuhnutí
- neprodlužujte dobu namáčení pásu
- pokaždé by měl být namočený pouze jeden pás, nenechávejte ve vodě několik pásů
- při nasazování pásu se doporučuje nosit ochranné rukavice

Zvláštní podmínky skladování nebo manipulace

- trvanlivost výrobku je 5 let od data výroby
- skladujte v souladu s podmínkami uvedenými na obalu výrobku teplota: 5°C-40°C vlhkost: 30%-75%

Likvidace

- jednorázový produkt, po použití by měl být zlikvidován v souladu se schválenými postupy, doporučuje se tepelná likvidace (spálení). Nesprávná likvidace produktu představuje riziko mikrobiální kontaminace

model	doba namáčení	doba prvotního vázání	doba plného vytvrdnutí
orthoBAND FAST	5 sek	≤3 min	24 h
orthoBAND NORMAL	5 sek	5-6 min	24 h
orthoBAND LONG	5 sek	8-12 min	24 h